

Anwendungsbereiche

Die Emmi-pet eignet sich besonders gut als vorbeugende Maßnahme. Anlagerung von Biofilm und Zahnbelag kann bei regelmäßiger Anwendung zuverlässig verhindert werden.

Sind bereits Erkrankungen des Zahnhalteapparates erkennbar (Periodontitis/Zahnfleischschwund) Kann eine Verschlechterung des Krankheitsbildes vermieden werden.

Zur Anlagerung von Zahnstein sollte es erst gar nicht kommen. Eine regelmäßige Reinigung der Zahnoberfläche kann dies verhindern!



Zahnfleischtasche an einem Backenzahn, Hund



Zahnstein an einer Katze



Basisset

- Handteil mit Stromversorgung
- Großer Ultraschallaufsatz für Eckzähne und große Backenzähne
- Kleiner Ultraschallaufsatz für Schneidezähne und kleine Backenzähne
- Ultraschallzahncreme für Tiere
- Ladestation

Zahncreme und Ersatzaufsätze können separat nachbestellt werden



Ihr selbständiger Vertriebspartner

Professionelle Tier-Zahnreinigung

Das weltweit erste 100% Ultraschallgerät für die Zahnreinigung bei Tieren

- Bewegungslose und sanfte Zahnreinigung ohne zu bürsten
- Wirkt bis zu 12 mm ins Zahnfleisch
- Hilft gegen Zahnfleischentzündungen,



GESUNDE ZÄHNE FÜR IHR TIER

Gesunde Zähne – Gesundes Tier

Maulgeruch beim Hund ist ein Warnsignal. Er ist ein Hinweis auf ein signifikantes Infektionsgeschehen.

Bereits im Alter von 3 Jahren leiden 80% der Hunde an Gingivitis und Periodontitis (Erkrankung des Zahnhalteapparates). Daher empfiehlt sich, bereits Hunde in jungen Jahren mit dem Zähneputzen vertraut zu machen. So wird die tägliche Zahnhygiene zur Selbstverständlichkeit – Ihr Hund wird es Ihnen danken!



Durch das neu entwickelte **Emmi-pet Ultraschallgerät** können Zähne wirkungsvoll gereinigt und Beläge effektiv und schnell entfernt werden.

Das Zähneputzen erfolgt geräusch-, bewegungslos und ohne Druck. Die Ultraschallwellen erledigen die Arbeit. „**Bürsten**“ ist nicht notwendig.

Der Ultraschall vernichtet Bakterien, selbst in Zahnfleischtaschen.

Zahnreinigung durch Ultraschall

Die Erzeugung des Ultraschalls erfolgt im Bürstenkopf direkt oberhalb der Borsten (1).


Die Borsten (2) leiten ihn mit bis zu 96 Mio. Schwingungen pro Minute vom Generator im Bürstenkopf auf die Zahnoberfläche und damit direkt in die speziell für Tiere entwickelte **Emmi-pet Ultraschallzahncreme**.

Dort bildet der Ultraschall Millionen kleiner Bläschen (ca. 3,5 Mio. pro mm³) die durch Implosion Verunreinigungen (Biofilm) entfernen (3).

Aufgrund der mikroskopischen Kleinheit der Bläschen, dringen diese sogar in kleinste Spalten und reinigen somit Zahnzwischenräume und Zahnfleischtaschen.

Der Ultraschall dringt bis zu 12 mm in das Zahnfleisch ein und beseitigt auch dort Bakterien.

Innerhalb weniger Anwendungen erscheinen die Zähne heller. Zahnsteinbefall wird deutlich verringert. Maulgeruch verschwindet.



Handhabung

